



日本ライトサービス株式会社  
Nihon Light Service, Inc.

品番：443002

## 血圧測定シミュレーターⅡ Blood Pressure Assessment Simulator

聴診、触診、聴診＋触診の3パターンでの実習に対応しています。教育現場においても高血圧症など実地症例さながらのシミュレーションが可能です。  
タブレットPCのワイド画面により操作性が向上しています。



### 習得できる手技

- ・聴診法、触診法、聴診＋触診法の測定技術
- ・正常と高血圧、低血圧、聴診間隙など異常値の測定
- ・適切な加圧と減圧速度への理解
- ・脈拍の触知（上腕動脈、橈骨動脈）
- ・コロトコフ音の聴診（上腕動脈）


### 特長

- ・ 詳細な客観的評価を伴う2つのモード
  - 自己学習に最適な30症例ランダムでの練習モード
  - 任意の数値に設定可能な評価モード
- ・ 上腕動脈、橈骨動脈の2箇所脈拍触知可能
- ・ リアルタイムでカフ圧をグラフ表示
- ・ コロトコフ音は5段階、脈強度も3段階に調整可能
- ・ タブレットと腕モデルは、Bluetoothで遠隔操作可能
- ・ 9項目の評価対象  
(収縮期血圧／拡張期血圧／脈拍数／カフ取付位置／上腕動脈触知／聴診間隙／適正加圧／減圧速度／時間制限)
- ・ 評価結果をPDF/Excel形式で保存可能




日本ライトサービス株式会社

nlsinc.co.jp




任意の数値設定が可能



カフ圧をリアルタイムでグラフ表示



評価のスコアリング



測定結果のデブリーフィングも可能

## 血圧と脈拍測定の練習が可能

- 聴診／触診／聴診＋触診
- 練習モードによるセルフトレーニング
- 評価モードによる客観的評価

## 教育のための生体のような腕モデル

- 正確な評価（評価モード）
  - 設定可能：拡張期血圧、収縮期血圧、脈拍
  - 聴診間隙の有無
  - リアルタイムでのカフ圧グラフ表示
  - 減圧速度のリアルタイム表示も可能
- リアルなトレーニング
  - 橈骨および上腕動脈の触知
  - 上腕動脈のコロトコフ音聴診

## 製品仕様

- 腕モデル：成人の腕モデル（左腕）
- 血圧範囲：0 ～ 300 mmHg
- 収縮期血圧の設定範囲：50 ～ 240 mmHg（手動、自動）
- 拡張期血圧の設定範囲：35 ～ 225 mmHg（手動、自動）
- 脈拍設定範囲：40 ～ 140 回／分（手動、自動）
- 聴診間隔（Auscultatory Gap）：On/Off
- コロトコフ音調節：5 段階
- 脈強度調節：3 段階

| 本体価格   |                                |              |
|--------|--------------------------------|--------------|
| 品番     | 商品名                            | 定価           |
| 443002 | 血圧測定シミュレーターⅡ ※本体には以下の構成が含まれます。 | ¥380,000(税抜) |
| —      | ① 腕モデル(成人・左腕)                  | —            |
| —      | ② タブレットPC                      | —            |
| —      | ③ アームレスト                       | —            |
| —      | ④ 血圧計                          | —            |
| —      | ⑤ 聴診器                          | —            |
| —      | ⑥ ACアダプター                      | —            |
| —      | ⑦ 電池ホルダー                       | —            |
| —      | ⑧ キャリーケース                      | —            |

※製品は絶えず改良を行っておりますので、仕様や価格など予告なく変更する場合があります。

**NLS 日本ライトサービス株式会社**  
 Nihon Light Service, Inc.

医学教育機器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水 2F

☎ 03-3815-2354

☎ 03-3818-6843

✉ igaku@nlsinc.co.jp

🌐 www.medical-sim.jp

取扱店