



ステソ サウンド スピーカー 3S 「聴くゾウ」

特許取得



2018
パイオニア株式会社の技術協力を受けて開発するとともに
同社に製造を委託しています

Product feature

- 1 日本発! 聴診器で音を聴くための聴診専用スピーカーです
- 2 重低音スピーカーでリアルな生体音を再現します
- 3 さまざまな教育シーンで臨床学習をサポートします
- 4 持ち運び可能なポータブルサイズのスピーカーです
- 5 心音・肺音など多数の聴診音ライブラリをご利用いただけます

監修



聴診技術を身につけるためには、聴診器で繰り返し音を聴く以外に方法はありません。最近ではCDなどの聴診録音ツールを利用して学習することもできますが、聴診器を使わない学習は十分ではありません。ステソ サウンド スピーカー3S「聴くゾウ」は、生体音がリアルに再現できる優れた聴診トレーニング機器です。また、聴診ポータルサイトには多数のリアルな聴診音が用意されています。これらを使って聴診練習を行えば聴診技術が高度に、より早く身につくことでしょう。荒川規矩男（元国際高血圧学会会長、福岡大学名誉教授）

聴診ポータルサイト

<https://3sportal.telemedica.co.jp/>

聴診音ライブラリ


Total:32件 新着順 キーワードで探す

肺音	捻髪音fine crackles_	more >	▶	00:00 / 00:56
肺音	捻髪音fine crackles_	more >	⏸	00:18 / 00:59
肺音	捻髪音fine crackles_	more >	▶	00:00 / 00:54
肺音	捻髪音fine crackles_	more >	▶	00:00 / 00:59
肺音	捻髪音fine crackles_	more >	▶	00:00 / 01:00
肺音	捻髪音fine crackles_	more >	▶	00:00 / 00:58
肺音	肺胞呼吸音_004	more >	▶	00:00 / 00:58
肺音	肺胞呼吸音_002	more >	▶	00:00 / 01:16

「▶」ボタンを押すと聴診音が再生され、「more」を押すと聴診部位などの情報が表示されます。



QRコード



呼吸音模式図

聴診ポータルサイトのご利用には会員登録が必要です。

本製品ご購入後、ただちに下記情報を「3sp@telemedica.co.jp」にお送りください。サイト管理者からログイン用の「ID」と「パスワード」をメールで送信いたします。

1. ご 芳 名
2. ご 所 属
3. 電 話 番 号
4. メールアドレス

登録いただいた情報は会員規約に基づき適切に管理いたします。
<https://3sportal.telemedica.co.jp/terms>

テレメディカ

Fax.045-875-2059

5. シリアル番号

製品本体の裏面に記載されています (例. Serial No.0000XXXX)

(販売会社記入欄)
会社名/支店/営業所/TEL

担当者氏名

メールアドレス

希望小売価格 128,000円 (税別)
商品コード TMI-001

発売元 日本ライトサービス株式会社
東京都文京区本郷3-42-1
TEL.03-3815-2354

製造販売元 株式会社テレメディカ
神奈川県横浜市青葉区つつじが丘9番地1
TEL.045-875-1924