

品番: 443071

大腿穿刺トレーニングモデル

Arterial Puncture Training Model

「直接動脈穿刺法による採血」における大腿動脈の拍動確認、穿刺手順、圧迫止血まで一連のトレーニングを行なえます。穿刺痕からの液漏れを最小限に制御する内部排水システムに加え、大腿動脈の脈強度・拍動調節、大腿静脈の流速調節機能により、習熟度に応じた難易度設定も可能です。

エコー対応で血管を内蔵した交換パッドはリアルな 触感と逆血を再現し、メンテナンスも容易です。





日本ライトサービス株式会社

nlsinc.co.jp









リアルで取り扱いやすい大腿部モデル

- 人体に近いリアルな大腿部モデルと交換パッド
 - 大腿動脈、大腿静脈でのリアルな触知が可能
 - 大腿動脈の採血、大腿静脈への中心静脈アクセスが可能
 - 大腿動脈・静脈穿刺時の逆血の確認が可能
 - 動脈穿刺時の血管壁のリアルな抵抗感を再現
- 優れた耐久性
 - 穿刺痕が目立たず、疑似血液が漏れにくい高シーリング性パッド
- セットアップ、メンテナンスが容易
 - 動脈と静脈を内臓した交換パッドで、交換作業や片づけ、 セットアップも容易

モーター音が静かな血液循環ポンプ

- 人体に近いリアルな血流の再現が可能
 - 動脈の拍動と脈強度の調節が可能

拍 動:60/80/100BPM 脈強度:3段階

- 静脈流速の調節が可能
- 静かな運転音、内部排水システムで疑似血漏れを最小限に抑制
- 使用後のメンテナンスの負担を軽減
 - 排出モードの使用で、血管内の残留血液を自動排水可能
 - シンプルな機構で、清掃しやすくメンテナンスも容易

エコー対応

エコー下での大腿静脈穿刺手技が可能※実機エコーの対応可否については事前にご確認ください。

	本体価格	
品番	商品名	定価
443071	大腿穿刺トレーニングモデル ※本体には以下の構成品が含まれます。	¥850,000(税抜)
443072	◆ 大腿穿刺交換パッド ※本体に装着しています。	_
_	2 血液循環ボトル×2	_
_	❸ 電源アダプタ	_
443061	4 濃縮疑似血液 (30ml)	_
_	⑤ キャリーケース	_
消耗品価格		
品番	商品名	定価
443072	大腿穿刺交換パッド	¥150,000(税抜)
443061	濃縮疑似血液 (30ml)	¥5,000(税抜)

[※] 製品は絶えず改良を行っておりますので、仕様や価格など予告なく変更する場合があります。

NUS 日本ライトサービス株式会社 Nihon Light Service, Inc.

- 医学教育機器事業部 -

♀ 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-3-9 ツインビュー御茶の水 2F

4 03-3815-2354

a 03-3818-6843

igaku@nlsinc.co.jp

www.medical-sim.jp

取扱店